

HC-A1

仕様		HC-A1
既製耳あな型デジタル補聴器		
標準周波数		1600Hz
最大音響利得		43dB ± 5dB
90dB	ピーク値	127dB以下
最大出力	1600Hz	117dB ± 5dB
音圧レベル	500Hz	118dB
使用電池		PR41

●測定値は JIS C 5512:2000 (密閉形擬似耳) による

電池寿命と適応難聴

電池寿命	約160時間
適応難聴	軽度・中等度 (25～75dBHL)
	伝音難聴・感音難聴・混合性難聴

※電池寿命は使用条件により異なります。



- きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。
- 補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。
- 補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。
- 大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。
- 補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。
- 補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
- 耳を治療の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。
- 他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。



本 社 ・ 営 業 部	東京都国分寺市東元町 3-20-41	〒185-8533
	TEL.042-359-7880 FAX.042-359-7441	
東 京 営 業 所	東京都文京区本郷 2-27-8 (太陽館ビル)	〒113-0033
	TEL.03-3818-4133 FAX.03-3818-4140	
仙 台 営 業 所	仙台市太白区南大野田 25-13	〒982-0015
	TEL.022-249-5533 FAX.022-249-5535	
西 日 本 営 業 所	大阪市北区梅田 2-5-5 (横山ビル)	〒530-0001
	TEL.06-6363-4133 FAX.06-4797-0111	
国分寺補聴相談室	東京都国分寺市東元町 3-20-41	〒185-8533
	TEL.042-359-7833 FAX.042-359-7440	
新宿補聴相談室	東京都渋谷区代々木 2-7-7 (ヒューマックス南新宿ビル)	〒151-0053
	TEL.03-3379-9333 FAX.03-3379-2564	
大阪補聴相談室	大阪市北区梅田 2-5-5 (横山ビル)	〒530-0001
	TEL.06-4797-0033 FAX.06-4797-0111	
関東リオン(株)	さいたま市浦和区仲町 3-11-2	〒330-0062
	TEL.048-824-1205 FAX.048-824-8885	
東海リオン(株)	名古屋市中区新栄町 2-9 (スカイオアシス栄ビル)	〒460-0004
	TEL.052-954-1733 FAX.052-954-1734	
九州リオン(株)	福岡市博多区店屋町 5-22 (朝日生命福岡第2ビル)	〒812-0025
	TEL.092-281-5361 FAX.092-291-2847	

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

販売名：補聴器HC-A1 医療機器認証番号：225AABZX00016000

- この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。
- ※ このカタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
- ※ このカタログ掲載の各商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
- ※ 本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。GREEN



2013 03 40K A

既製耳あな型デジタル補聴器

HC-A1

初めての方にも
簡単、快適
聞きやすい



Quality of Sound, Quality of Service
リオネット補聴器
<http://www.rionet.jp/>

お求めやすい価格で簡単装用の既製耳あな型デジタル補聴器

HC-A1

軽度 中等度

希望小売価格

片耳 (1台) 70,000円

希望小売価格

両耳 (2台) 120,000円
(1台あたり60,000円)

※補聴器は非課税です。

※希望小売価格はあくまでも参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。



トリマー式



4つのポイント

1

デジタル機能で
より快適です。

- 「ハウリングキャンセラー (AFBC)」が不快なピーピー音を起さにくくします。



NR

- 「ノイズリダクション (NR)」が、エアコンや換気扇などの耳ざわりな騒音を効果的に低減します。

2

聞きやすい音を
提供します。

- 大きな音は響きすぎず、小さな音はしっかり増幅するノンリニア増幅を採用。初めての方にも“やさしい”音質です。
- 2つのトリマー（調整器）で聞こえに合わせた調整ができます。

3

お求めの日から。

- 既製耳あな型なので耳型採取は不要です。お求めいただいた日から、簡単にご使用いただけます。

4

両耳装用にも適しています。

- 左耳用と右耳用があるHC-A1は、両耳装用にも適しています。

左耳用



右耳用



両耳装用にすると音の方向感・立体感の向上や、騒音下での聞きとりの向上などが期待できます。

使う人にやさしい「親切機能」

リオネット独自の機能

●「おまかせ回路」搭載

電池のプラス・マイナスをどちら向きに入れても補聴器は正しく作動します。



どちら向きでもOK!

●耐汗コート

汗や湿気などから補聴器を守るコーティングを施しています。

●フィルター内蔵耳せん

耳あか詰まりを軽減します。

●電池交換お知らせアラーム

●携帯電話ノイズ対策

リオネットならではの充実した保証制度

●1年間の無料修理

お買い上げの日より1年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

●火災、盗難などにあったときの事故保険

補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に破損、盗難、火災にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供（修理不能の場合）をさせていただきます。